

**Gerhard Ausfelder**

*...geniale Hebehilfen  
für Menschen mit Handicap*



## **NEU: Der 2-Piece-Sling**



Zwei voneinander unabhängige Gurte werden einfach unter der Achsel bzw. unter den Beinen angelegt und können sofort in die Einhängevorrichtung des Lifters adaptiert werden.

Die breite Gummierung hält rutschsicher und bequem für sicheren, raschen und problemlosen Transfer. Die Achselpolsterung sorgt für höchsten Komfort.

Ein manuelles Anheben des Körpers zum Anlegen ist nicht erforderlich.  
...einfach unter den Achseln bzw. Beinen durchziehen.

Sowohl die Achsel- als auch die Beinschlaufen können in unterschiedlichen Stellungen von fast Liegend bis aufrecht Sitzend eingehängt werden.

Wegen der normalen Einhängegeschlaufen ist dieses Hebetuch-Set universell an allen Handi-Move Liftern sowie an den meisten Liftern anderer Hersteller adaptierbar.

**Gerhard Ausfelder · Handi Move Werksvertretung · Jahrsdorf A 36-1 · 91161 Hilpoltstein  
Telefon: 0 91 74 / 4 89 31 · Fax: 0 91 74 / 4 89 32 · mail@augex.de · www.augex.de**