



Welche Größe wählen?

Nachfolgende Tabelle gibt einen Hinweis, mit welchem Mass Hebetuch der Benutzer am besten gehoben werden kann.

Wichtig

Ausnahmen von der Regel kann es immer geben, da der Körperbau des Benützers auch eine wichtige Rolle spielen kann.

Körpergröße des Benützers (cm)	Standard Hebetuch				
	XS	S	M	L	XL
110	bis 28 kg	28 - 36 kg	36- 48 kg	-	-
120	bis 33 kg	33 - 43 kg	43 - 58 kg	-	-
130	bis 36 kg	23 - 50 kg	50 - 68 kg	-	-
140	-	bis 50 kg	50 -78 kg	-	-
150	-	bis 34 kg	34 - 90 kg	-	-
160	-	bis 40 kg	44 - 84 kg	84 - 102 kg	-
170	-	bis 40 kg	44 - 98 kg	98 - 114 kg	über 114 kg
180	-	-	48 - 100 kg	100 - 114 kg	über 114 kg
190	-	-	54 - 90 kg	90 - 114 kg	über 114 kg
200	-	-	60 - 90 kg	90 - 112 kg	über 112 kg

Körpergröße des Benützers (cm)	Toilettenhebetuch				
	XS	S	M	L	XL
110	bis 30 kg	30 - 36 kg kg	36 – 48 kg kg	-	-
120	bis 36 kg	36 - 43 kg	43 - 57 kg	-	-
130	bis 38 kg	38 -50 kg	50 - 78 kg	-	-
140	bis 41 kg	30 - 58 kg	58 - 78 kg	-	-
150	bis 40 kg	40 - 60 kg	60 - 90 kg	-	-
160	bis 42 kg	42 - 66 kg	66 - 102 kg	-	-
170	-	bis 76 kg	76 - 110 kg	110 - 120 kg	über 120 kg
180	-	bis 78	76 - 108 kg	108 - 120 kg	über 120 kg
190	-	-	60 - 106 kg	106 - 120 kg	über 120 kg
200	-	-	60 - 100 kg	100 -120 kg	über 120 kg

Untersuchungsergebnisse von 110 Testpersonen aus 3 Behindertenheimen und einem Altersheim, durchgeführt bei Kindern und Erwachsenen mit sowohl einer angeborenen als auch einer erworbenen Behinderung, wobei die Testperson in sitzender Position mit den kürzesten Textilgurten an den Schultern und den längsten an den Beinen hochgehoben wurde.
Es wurden Personen mit einem BMI zwischen 15 und 40 getestet (BMI = Gewicht/Größe²).

Welche Größe wählen?

Suchen Sie in der linken Spalte die Körpergröße des Benützers. Suchen Sie in dieser Reihe das Körpergewicht des Benützers. Die entsprechende Spalte zeigt, welche Größen für diesen Benutzer geeignet sind.

Abhängig vom Körperbau werden für Personen mit derselben Körpergröße und demselben Gewicht verschiedene Größen verwendet.

Beispiel

Eine Person mit einer Körpergröße von 160 cm und einem Gewicht zwischen 40 kg bis 94 kg wählt vorzugsweise M(edium).